




# Frambitstæki

- Herbst, Malu og Twin Block eru svokölluð **frambitstæki** og eru notuð í þeim tilfellum þegar allur **neðri kjálkinn er of aftarlega** miðað við efri kjálkann og andlitið í heild.
- Frambitstæki miða að því að færa neðri kjálkann fram og þannig **minnka yfirbit á framtönnum** sem orsakast af misræmi kjálkana.
- Þessi tæki hvetja til **vaxtaraukningar á kjálkalið** í vaxandi einstaklingum, með svokallaðri **togörvun**. Virkni frambitstækja er hinsvegar takmörkuð í fullvaxta einstaklingum.
- Meðferð með frambitstækjum stendur yfir í **9-12 mánuði**.
- Herbst er notað áður en einstaklingur fær spangir, en Malu má nota samtímis spöngum.



Mikið yfirbit endurspeglast oft í víkjandi höku.



**Herbst** frambitstæki, þvingar neðri kjálkann framar.



Yfirbit fyrir og eftir meðferð.



Gísli Einar Árnason • tannlæknir

Glerárgata 34 • 600 Akureyri • sími: 462 4749 • fax: 462 7566 • [www.tannretting.is](http://www.tannretting.is)